

警告

嚴禁接觸水分

鋰金屬需於水含量2%
以下之乾燥室或充滿
氬氣(Ar)之手套箱中
開封鋁塑膜包裝

嚴禁在純氮(N₂)及溼
度高的一般空調環境
中開封鋁塑膜包裝

嚴禁：

- 1.嚴禁在一般空調環境及一般溼度環境下開啟鋁塑膜包裝；否則有發熱起火的危險。
- 2.嚴禁在純氮(N₂)環境下拆封鋁塑膜；否則會與氮器反應並使本品變黑。
- 3.嚴禁非專業人員及非使用操作人員拆封鋁塑膜；以上重點請知悉！萬一發生任何事故， 我司不承擔相關責任！若有疑問請至電 03-6582647 胡小姐

建議：

- 1.可在DP -30°C (約略2%以下)的水含量(溼度)環境之乾燥室內或在純氬氣(Ar)環境下靜待30分鐘後拆封鋁塑膜包裝。
3. 建議進入手套箱前抽真空抽至100~200torr後洩真空，來回數次後將鋁塑膜放入手套箱內，以免在Anti-Chamber開口。
4. 使用後的鋰金屬需再次密封，或是放置於氣密的密封罐內，否則仍會和手套箱內的微量氧氣及水分反應，造成表面積變黃或是變黑，失去金屬光澤。